

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	ICU Device 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP ICU Device-001	ICU Device 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
除非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex	确认人: [Signature]	制定人: [Signature]			OVERDUE 31 MAY 2021

作业内容

- 1. 确认 ICU Device 的物料正确, 无漏件错件。(如图一所示)
- 2. 准备相应的 32 内外箱, 刀卡, 隔板和 PE 袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 ICU DEVICE 按照如图二所示的方式装入 PE 袋, 如图三所示的方式放入内箱中。
- 4. 确认 ICU DEVICE 无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03549	ICU Device	108
59-222412-01	594*536*320MM 外箱	1
59-222413-01	575*538*315MM 内箱	1
59-222417-01	566*468MM 隔板	3
59-180601-01	575*150 长刀卡	8
59-180601-02	470*150 短刀	20
59-222811-01	NV200PE 袋	54



图一, ICU Device

注意: 将组件按如下方式放入气泡袋



图二, 将 2 个 ICU Device 放入 PE 袋

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 ICU DEVICE 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 ICU DEVICE 的物料符合对应 ICU DEVICE BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 ICU DEVICE 按照每格 2pcs, 每层 27 格, 每箱 2 层的方式包装, 共 108pcs, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 ICU Device 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。